




Intraoperatives Neuromonitoring
Funktionelle Neurochirurgie
Schmerztherapie
Neurologische Diagnostik

Das offene System: NetBrain 9000 Value Version

– die ideale Kombination und Ergänzung zu Ihrer Magnetstimulation

Navigierte Magnetstimulation - nTMS



› NetBrain 9000 „Value Version“




Das flexible Neuronavigationssystem

Sie suchen ein Neuronavigationssystem, das sich problemlos in Ihren TMS-Arbeitsplatz integrieren lässt?



Das offene Neuronavigationssystem: NetBrain 9000 „Value Version“

- ›› Das präzise und konfigurierbare System wird mit Magnetstimulatoren und Spulen namhafter Hersteller kombiniert.
- ›› Große Flexibilität bei hoher Qualität.
- ›› Individuelle MRT-Daten oder Standard Modelle – Sie haben die Wahl.
- ›› Der Workflow ist einfach und intuitiv.
- ›› Das integrierte Patientenmanagementsystem ermöglicht die Kontrolle der Neuronavigationssysteme, die Dokumentation und die Erfassung von TMS-Parametern.
- ›› Ausgestattet mit einem Medical Grade PC mit 24“ Touchscreen Monitor an einem höhenverstellbaren, leicht beweglichen Trolley.
- ›› Pufferbatterie integriert.



›› Neuronavigierte TMS

Die **Neuronavigation** ergänzt und erweitert die Anwendung der Magnetstimulation

- ›› Therapeutische Anwendungen werden präziser und können validiert werden.
- ›› Unterstützt diagnostische Anwendungen, wie z.B. das Brainmapping von Motor- und Sprachkortex.

EBNEURO NetBrain Neuronavigator

im **EXKLUSIVEN VERTRIEB** bei:

- ›› partnerschaftlich
- ›› qualitätsbewusst
- ›› richtungsweisend

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.inomed.com

inomed

inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgruen 29
79312 Emmendingen (GERMANY)

Tel. +49 7641 9414-0
Fax +49 7641 9414-94
info@inomed.com
www.inomed.com